

VODNIK VELIKOSTI SIGVARIS SPORTS KOMPRESIJSKIH NOGAVIC / SEGMENTA

2a

cB obseg gležnja v najožjem delu (v cm)

2b

cC obseg meč v najširšem delu (v cm)

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
29	XS	XS	<39 XS ≥39 S	S	S	<39 S ≥39 M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
30	XS	XS	<39 XS ≥39 S	S	S	<39 S ≥39 M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
31	XS	XS	<39 XS ≥39 S	S	S	<39 S ≥39 M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
32	<39 XS ≥39 S	<39 XS ≥39 S	<39 XS ≥39 S	S	S	<39 S ≥39 M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
33	<39 XS ≥39 S	<39 XS ≥39 S	<39 XS ≥39 S	S	S	<39 S ≥39 M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
34	S	S	S	S	S	<39 S ≥39 M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
35	S	S	S	S	S	<39 S ≥39 M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
36	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
37	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	<39 S ≥39 M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
38	M	M	M	M	M	M	M	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
39	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
40	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	<39 M ≥39 L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
41	L	L	L	L	L	L	L	L	L	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
42	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
43	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	<39 L ≥39 XL	XL	XL	XL
44	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
45	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
46	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
47	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL



1) Določitev velikosti stopal - 35-38" / 39-42" / 43-46" / 47-50"

2) Določitev velikosti noge - XS / S / M / L / XL

2a) Izmerite obseg najožjega dela gležnja, takoj nad sklepom

2b) Izmerite obseg najširšega dela meč.

2c) Velikost noge razberite iz razpredelnice - v primeru prekrivanja odloča

velikost stopal (35-38" =>manjša velikost / ostala =>večja velikost)

3) Kombinacija velikosti nog z velikostjo stopal, npr. Large 35-38"